

Étuve de séchage à air pulsé horizontale haute température (FDO-50 / 100 / 200)

Réf. : FDO-50 • FDO-100 • FDO-200

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	FDO-50	FDO-100	FDO-200
Capacité (L)	50	100	200
Plage de température	50–400 °C	50–400 °C	50–400 °C
Circulation	Convection forcée	Convection forcée	Convection forcée
Fluctuation / résolution	±0,5 °C / 0,1 °C	±0,5 °C / 0,1 °C	±0,5 °C / 0,1 °C
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	350×350×400	450×450×450	600×600×600
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	540×660×620	620×750×650	650×750×750
Capteur / régulateur	PT100 / PID	PT100 / PID	PT100 / PID

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étuve de séchage horizontale à convection forcée à haute température (50 à 400 °C), pour le séchage et le traitement thermique exigeant des températures élevées. Capacités de 50 à 200 L, capteur PT100, régulateur PID.