

Étuve de séchage à air pulsé horizontale de précision, série FDO-A (30 → 640 L)

Réf. : FDO-20A • FDO-50A • FDO-100A • FDO-200A • FDO-625A



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	FDO-20A	FDO-50A	FDO-100A	FDO-200A	FDO-625A
Capacité (L)	30	50	100	200	640
Plage de température	RT+10 à 250 °C	RT+10 à 250 °C	RT+10 à 250 °C	RT+10 à 250 °C	RT+10 à 250 °C
Circulation	Convection forcée	Convection forcée	Convection forcée	Convection forcée	Convection forcée
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	340×320×320	420×350×350	550×450×560	600×550×570	800×800×1000
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	630×570×500	710×520×520	845×700×730	890×730×780	1090×980×1180

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étuve de séchage horizontale à convection forcée de précision, pour le séchage, le traitement thermique et l'étuvage en laboratoire. Plage de température RT+10 à 250 °C, capacités de 30 à 640 L.