

Étuve de séchage à air pulsé verticale, série FDO (30 → 900 L)

Réf. : FDO-30A/B → FDO-900A/B



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité (L)	Dimensions internes (l×P×H) (mm)
FDO-30A/B	30	340×325×290
FDO-70A/B	70	400×360×500
FDO-140A/B	140	500×450×600
FDO-240A/B	240	550×500×800
FDO-420A/B	420	600×550×1300
FDO-600A/B	600	800×600×1300
FDO-900A/B	900	1000×600×1600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étuve de séchage verticale à convection forcée pour le séchage, le traitement thermique et l'étuvage en laboratoire. Large gamme de capacités, de 30 à 900 L (versions A/B).