

Étuve / incubateur à double usage à convection forcée (DOI-50E → DOI-250E)

Réf. : DOI-50E • DOI-80E • DOI-150E • DOI-250E



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	DOI-50E	DOI-80E	DOI-150E	DOI-250E
Capacité (L)	50	80	150	250
Plage de température	Incubateur RT+5 à 80 °C ; étuve 80–200 °C	Incubateur RT+5 à 80 °C ; étuve 80–200 °C	Incubateur RT+5 à 80 °C ; étuve 80–200 °C	Incubateur RT+5 à 80 °C ; étuve 80–200 °C
Fluctuation	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C
Uniformité	Incubateur ≤±1 °C ; étuve ≤±2,5 % de la T° max.	Incubateur ≤±1 °C ; étuve ≤±2,5 % de la T° max.	Incubateur ≤±1 °C ; étuve ≤±2,5 % de la T° max.	Incubateur ≤±1 °C ; étuve ≤±2,5 % de la T° max.
Circulation	Convection forcée	Convection forcée	Convection forcée	Convection forcée
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	357×356×419	420×416×499	498×500×600	598×582×713
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	540×615×750	604×674×830	680×771×935	782×855×1045
Étagères	2	2	2	2
Alimentation	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz
Puissance (W)	700	1200	1500	2000
Poids brut (kg)	56	71	92	116

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étuve/incubateur à double usage

en tant qu'incubateur, pour la culture de bactéries, champignons,

Caractéristiques :

Matériau extérieur

tôle d'acier laminée à froid revêtue de plastique ; intérieur en inox SUS à structure arrondie, facile à nettoyer.

Entrées/sorties d'air arrière, débit d'air réglable ; sans porte intérieure en verre, porte extérieure à hublot d'observation.

Sélection automatique de la puissance de chauffe selon la température.

Affichage numérique LED et régulateur de température PID.

Étagères amovibles coulissantes.