

Étuve / incubateur à double usage (DOI-30 → DOI-240)

Réf. : DOI-30 • DOI-50 • DOI-70 • DOI-140 • DOI-240

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	DOI-30	DOI-50	DOI-70	DOI-140	DOI-240
Capacité (L)	30	50	70	140	240
Circulation	Convection forcée	Convection forcée	Convection forcée	Convection forcée	Convection forcée
Plage de température	Étuve 80–200 °C ; incubateur RT+5 à 80 °C	Étuve 80–200 °C ; incubateur RT+5 à 80 °C	Étuve 80–200 °C ; incubateur RT+5 à 80 °C	Étuve 80–200 °C ; incubateur RT+5 à 80 °C	Étuve 80–200 °C ; incubateur RT+5 à 80 °C
Fluctuation	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C
Capteur / régulateur	PT100 / PID	PT100 / PID	PT100 / PID	PT100 / PID	PT100 / PID
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	340×325×290	420×350×500	400×360×500	500×450×600	550×500×800
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	490×520×690	710×520×520	540×550×870	640×680×970	690×700×1140
Matériau intérieur	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Inox 304
Étagères	2	2	2	2	2
Alimentation	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz
Consommation (W)	550	850	1100	1500	2050
Poids net / brut (kg)	40/47	42/45	55/75	70/85	85/110

Étuve/incubateur à double usage

en tant qu'incubateur, pour la culture de bactéries, champignons, micro-organismes et cellules tissulaires ; en tant qu'étuve, pour le séchage, le traitement thermique, la désinfection et la stérilisation. Circulation par convection forcée pour une température uniforme.
