

Étuve sous vide, série B/BE (VO-20 → VO-210)

Réf. : VO-20B/BE • VO-50B/BE • VO-90B/BE • VO-210B/BE

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	VO-20B/BE	VO-50B/BE	VO-90B/BE	VO-210B/BE
Capacité (L)	20	50	90	210
Plage de température	RT+10 à 250 °C	RT+10 à 250 °C	RT+10 à 250 °C	RT+10 à 250 °C
Résolution	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Fluctuation / uniformité	±1 °C / ±1 °C	±1 °C / ±1 °C	±1 °C / ±1 °C	±1 °C / ±1 °C
Pression de vide	< 133 Pa	< 133 Pa	< 133 Pa	< 133 Pa
Étagères (std/max)	2/2	2/2	2/3	2/3
Matériau intérieur	Inox (B) / Inox 304 (BE)	Inox (B) / Inox 304 (BE)	Inox (B) / Inox 304 (BE)	Inox (B) / Inox 304 (BE)
Pompe à vide	En option	En option	En option	En option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Coque en tôle d'acier laminée à froid à surface électrostatique.

Joint d'étanchéité en silicone entre la porte extérieure et le caisson pour un vide élevé.

Système de régulation de température PID micro-informatique.

Chambre rectangulaire à grande surface utile.

Intérieur en inox (VO-B) ou en inox 304 (VO-BE).