

Étuve sous vide, série C/CE (VO-50 → VO-210)

Réf. : VO-50C/CE • VO-90C/CE • VO-210C/CE

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	VO-50C/CE	VO-90C/CE	VO-210C/CE
Capacité (L)	50	90	210
Plage de température	RT+10 à 250 °C	RT+10 à 250 °C	RT+10 à 250 °C
Résolution	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Fluctuation / uniformité	±1 °C / ±1 °C	±1 °C / ±1 °C	±1 °C / ±1 °C
Minuterie	0-9999 min (min ou h)	0-9999 min (min ou h)	0-9999 min (min ou h)
Pression de vide	< 133 Pa	< 133 Pa	< 133 Pa
Étagères (std/max)	2/2	3/3	3/3
Matériau intérieur	Inox 201 (C) / Inox 304 (CE)	Inox 201 (C) / Inox 304 (CE)	Inox 201 (C) / Inox 304 (CE)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Régulation PID micro-informatique avec contrôle de température, minuterie et protection contre les surchauffes.

Coque extérieure en tôle galvanisée à surface miroir.

Porte réglable à joint silicone garantissant un vide élevé.

Chauffage de la cuve intérieure sur toutes les faces pour une température uniforme.

Intérieur en inox 201 (VO-C) ou en inox 304 (VO-CE).