

Évaporateur rotatif à double condensation (RE-5200R / RE-5220R / RE-5250R)

Réf. : RE-5200R • RE-5220R • RE-5250R

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	RE-5200R	RE-5220R	RE-5250R
Ballon rotatif	10 L, bride F125	20 L, bride F125	50 L, bride F125
Ballon de récupération	5 L, bride F50	10 L, bride F60	20 L, bride F60
Condenseur	Vertical principal + auxiliaire, serpentín double couche	Vertical principal + auxiliaire, serpentín double couche	Vertical principal + auxiliaire, serpentín double couche
Surface de condensation (m ²)	0,57	1,2	1,5
Joint	Double PTFE et caoutchouc fluoré	Double PTFE et caoutchouc fluoré	Double PTFE et caoutchouc fluoré
Régulation de vitesse	Fréquence variable	Fréquence variable	Fréquence variable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Structure verticale optimisant l'espace pour disposer rotation, évaporation et condensation.

Élément d'étanchéité en PTFE, résistant à la corrosion et facile à nettoyer.

Condenseur en deux parties (refroidissement principal et auxiliaire), double condensation serpentine.

Raccordement ballon-hôte par écrou, montage/démontage aisés.

Écran LCD intégré affichant température et vitesse, réglage précis du chauffage.

Régulation de vitesse à fréquence variable, affichage LCD stable et fiable.