

Évaporateur rotatif à écran LCD (RE-2000M / RE-3000M / RE-5000M)

Réf. : RE-2000M • RE-3000M • RE-5000M

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	RE-2000M	RE-3000M	RE-5000M
Vitesse de rotation	0–310 tr/min	0–310 tr/min	0–310 tr/min
Capacité d'évaporation	Max. 25 mL/min	Max. 100 mL/min	Max. 150 mL/min
Vide système	2 mbar	2 mbar	2 mbar
Plage de température	Bain d'eau RT–99 °C ±0,5 °C ; huile RT–210 °C ±2 °C	Bain d'eau RT–99 °C ±0,5 °C ; huile RT–210 °C ±2 °C	Bain d'eau RT–99 °C ±0,5 °C ; huile RT–210 °C ±2 °C
Bain	Ø23×13 cm (≈5,4 L)	Ø23×13 cm (≈5,4 L)	Ø23×13 cm (≈5,4 L)
Course de levage	150 mm	150 mm	150 mm
Régulateur	PID micro-informatique	PID micro-informatique	PID micro-informatique
Dimensions d'emballage (mm)	710×645×510	710×645×790	780×690×850
Poids brut (kg)	30	35	42

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'évaporateur rotatif est un instrument polyvalent et efficace pour l'évaporation, la concentration et la récupération de solvants.

Caractéristiques :

Plage de température

bain d'eau ambiante–99 °C, bain d'huile ambiante–210 °C ; arrêt automatique du chauffage au dépassement de consigne ; bain à

Grand écran LCD multi-données, réglage par encodeur rotatif, vitesse 0–310 tr/min, mode intermittent.

Ballon d'évaporation à mécanisme de démontage à poussoir, sûr et fiable.