

Évaporateur rotatif série RE-2000 (RE-2000AR / BR / CR)

Réf. : RE-2000AR • RE-2000BR • RE-2000CR

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	RE-2000AR	RE-2000BR	RE-2000CR
Ballon rotatif	1 L (2 L en option)	1 L (2 L en option)	1 L (2 L en option)
Ballon de récupération	1 L (2 L en option)	1 L (2 L en option)	1 L (2 L en option)
Condenseur	Serpentin vertical Ø85×400 mm, ≈0,17 m ²	Serpentin vertical Ø85×400 mm, ≈0,17 m ²	Serpentin vertical Ø85×400 mm, ≈0,17 m ²
Joint	Double PTFE et caoutchouc fluoré	Double PTFE et caoutchouc fluoré	Double PTFE et caoutchouc fluoré
Précision de température	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Vitesse de rotation	0–200 tr/min	0–200 tr/min	0–200 tr/min
Afficheur	Température (numérique)	Température et vitesse (numérique)	Température et vitesse (LCD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Structure de levage automatique de l'unité principale, bouton à bascule et dispositif de contact électrique.

Mode de commande

affichage numérique de la température (RE-2000AR) ; double commande et double affichage température/vitesse (BR/CR).

Composants principaux en alliage d'aluminium inoxydable, plastique technique et verre résistant aux hautes températures.

Entraînement par motoréducteur, régulation électronique continue de la vitesse et courroie synchrone.

Condenseur vertical intégré en verre résistant aux hautes températures, à double reflux.