

Évaporateur rotatif RE-200P (ballon 20 L)

Réf. : RE-200P

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	RE-200P
Ballon d'échantillon	Ballon rond 20 L
Ballon de récupération	Ballon rond 10 L à vanne de vidange
Plage de température	Ambiante à 180 °C (eau et huile)
Précision	Eau ± 1 °C ; huile ± 3 °C
Vitesse de rotation	10–150 tr/min
Capacité d'évaporation	Max. 4,0 L/h (vapeur d'eau)
Vide limite	< 2,6 hPa
Régulateur	PID à microprocesseur
Afficheur	LCD (température/vitesse/sens/temps)
Course de levage	Automatique 180 mm
Condenseur	Vertical triple serpentin, surface 1,2 m ²
Bain de chauffage	Ø450×240 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Évaporateur rotatif de grande capacité (ballon 20 L, ballon de récupération 10 L à vanne de vidange). Chauffage de la température ambiante à 180 °C (bain d'eau ou d'huile), vitesse 10–150 tr/min, régulation PID à microprocesseur, condenseur vertical triple

protection surintensité moteur, dispositif à courant résiduel, protection de levage, marche à sec, surtempérature.

