

Évaporateur rotatif RE-201R (avec manomètre à vide)

Réf. : RE-201R

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	RE-201R
Ballon rotatif	1 L (remplaçable par 50–500 mL), rodage 24#
Ballon de récupération	1 L, rodage sphérique 35#
Condenseur	Serpentin vertical Ø85×360 mm, 0,12 m ²
Joint	Double PTFE et caoutchouc fluoré
Précision de température	±1 °C
Vitesse de rotation	0–120 tr/min
Afficheur	Température et vitesse (numérique)
Manomètre	À vide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Moteur AC à induction à régulation continue de la vitesse, sans balais ni étincelles, longue durée de vie.

Double joint PTFE + caoutchouc fluoré vide élevé, taux d'évaporation et de récupération élevés.

Verre GG-17 borosilicaté à bonnes propriétés physico-chimiques.

Affichage numérique de la vitesse et régulation électronique fiable.

Manomètre à vide affichant le niveau de vide.