

# Évaporateur rotatif avec manomètre à vide (RE-301R / RE-501R)

Réf. : RE-301R • RE-501R

24 MONTH WARRANTY CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique          | RE-301R                                            | RE-501R                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ballon rotatif           | 3 L, bride 50#                                     | 5 L, bride 50#                                                         |
| Ballon de récupération   | 2 L, rodage sphérique 35#                          | 3 L, rodage sphérique 35#                                              |
| Condenseur               | Serpentin vertical Ø90×430 mm, ≈0,2 m <sup>2</sup> | Serpentin vertical à rodage sphérique Ø97×460 mm, ≈0,27 m <sup>2</sup> |
| Joint                    | Double PTFE et caoutchouc fluoré                   | Double PTFE et caoutchouc fluoré                                       |
| Précision de température | ±1 °C                                              | ±1 °C                                                                  |
| Vitesse de rotation      | 0–120 tr/min                                       | 0–90 tr/min                                                            |
| Afficheur                | Température et vitesse (numérique)                 | Température et vitesse (numérique)                                     |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Joint composite PTFE et caoutchouc maintenant un vide élevé.

Tubes de condenseur serpentin multicouches pour un taux de récupération élevé.

Alimentation en continu.

Manomètre à vide affichant le niveau de vide.

Affichage numérique de la température du bain d'eau, régulation constante, réglage manuel en hauteur.

Structure mécanique largement en inox et alliage d'aluminium forgé ; verrerie de qualité.