

Évaporateur rotatif RE-5000R (ballon 5 L)

Réf. : RE-5000R

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	RE-5000R
Ballon rotatif	5 L, bride 50#
Ballon de récupération	3 L, rodage sphérique 35#
Condenseur	Serpentin vertical Ø97×460 mm, ≈0,27 m ²
Joint	Double PTFE et caoutchouc fluoré
Précision de température	±1 °C
Vitesse de rotation	20–200 tr/min
Afficheur	Température et vitesse (LCD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Composants principaux en alliage d'aluminium inoxydable, plastique technique et verre résistant aux hautes températures.

Entraînement par moteur CC sans balais, régulation électronique continue, courroie synchrone.

Diamètre de l'arbre de transmission augmenté pipeline d'évaporation 1,5× plus large.

Levage à bouton à bascule, rapide et automatique de 0 à 150 mm.

Joint double PTFE et caoutchouc fluoré, bonne étanchéité.

Condenseur vertical intégré en verre résistant, à double reflux ; écran LCD.