

Évaporateur rotatif RE-5300R (tête inclinable)

Réf. : RE-5300R

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	RE-5300R
Ballon rotatif	500 mL, rodage 24#
Ballon de récupération	500 mL, rodage 24#
Condenseur	Serpentin vertical Ø85×360 mm, ≈0,17 m ²
Joint	Double PTFE et caoutchouc fluoré
Inclinaison de la tête	0–15°
Précision de température	±1 °C
Vitesse de rotation	0–120 tr/min
Afficheur	Température et vitesse (numérique)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Rotation de la tête par un ensemble fiable de micromoteur, tachymètre et circuit intégré.

Levage à vis électrique et manuel (rotation du volant supérieur).

Inclinaison de la tête de 0 à 15° en desserrant une vis cruciforme.

Élément chauffant à résistance étanche à régulation PID automatique.

Double joint PTFE et caoutchouc fluoré avec arbres de verre résistant à la corrosion et à la pollution.