

Évaporateur rotatif RE-6000R (ballon 6 L)

Réf. : RE-6000R

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	RE-6000R
Ballon rotatif	6 L, bride F50
Ballon de récupération	3 L, rodage sphérique 35#
Condenseur	Vertical, serpentin double couche, $\approx 0,5 \text{ m}^2$
Joint	Double PTFE et caoutchouc fluoré
Précision de température	$\pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$
Moteur	AC, régulation électronique continue
Bain	Inox 304, réglable en position

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Structure verticale optimisant l'espace pour la rotation, l'évaporation et la condensation.

Joint double PTFE et caoutchouc fluoré, bonne étanchéité et longue durée de vie.

Condenseur en verre résistant aux hautes températures, à double reflux et bride.

Moteur AC, régulation électronique continue, courroie synchrone ; arbre de transmission de plus grand diamètre.

Écran LCD intégré affichant température et vitesse.

Bain à température constante en inox 304, réglable en position.