

Étuve de séchage antidéflagrante série EDO-B

Réf. : Série EDO-B (EDO-65B → EDO-625B)

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité (L)	Mode de convection	Plage de température
EDO-65B	65	Convection forcée	RT+10–300 °C
EDO-125B	125	Soufflage homogène par conduit arrière	RT+10–300 °C
EDO-230B	230	Soufflage cyclone à double conduit	RT+10–300 °C
EDO-625B	625	Soufflage cyclone à double conduit	RT+10–300 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étuve de séchage à construction antidéflagrante et équipement électrique protégé, pour le séchage de substances inflammables/explosives. Plage RT+10–300 °C, résolution 0,1 °C, fluctuation ± 1 °C, uniformité $\pm 2,5$ %, minuterie 0–9999 min/h.