

Extracteurs d'acides nucléiques

Réf. : NAE-16A · NAE-32A · NAE-32

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Temps
NAE-16A / NAE-32A	1–16 samples	—
NAE-32	1–32 samples	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Extracteurs automatiques d'acides nucléiques (ADN/ARN) par billes magnétiques pour la préparation des échantillons avant PCR. Plusieurs échantillons par cycle.