

Étuve de séchage rapide à infrarouge lointain série IDO-H

Réf. : Série IDO-H (IDO-70H → IDO-270H)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Volume interne (L)	Plage de température	Convection
IDO-70H	70	50–250 °C	Naturelle
IDO-140H	140	50–250 °C	Naturelle
IDO-270H	270	50–250 °C	Naturelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étuve de séchage rapide à infrarouge lointain, extérieur en tôle d'acier laminée à froid revêtue plastique. Convection naturelle, plage 50–250 °C, fluctuation ± 1 °C, uniformité $\leq \pm 3,5$ % de la température de travail maximale. Alarmes de surtempérature et de défaut de sonde.