

Analyseur de matières grasses FA-406

Réf. : FA-406



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	FA-406
Plage de température	RT+5–280 °C
Plage de mesure	0–100 %
Précision de température	±1 °C
Masse d'échantillon	0,5–15 g (généralement 2–5 g selon l'échantillon)
Capacité par lot	6 pièces/lot
Volume du godet à solvant	80 mL
Récupération du solvant	≥80 %
Alimentation	AC 220 V ±10 %, 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de matières grasses par extraction au solvant, plage RT+5–280 °C, mesure de 0 à 100 %, 6 échantillons par lot et récupération du solvant ≥80 %.