

Analyseur de blancheur WA-B1

Réf. : WA-B1

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WA-B1
Méthode de mesure	Réflectance de la lumière
Géométrie d'observation	Éclairage diffus, observation 0° (d/0)
Illuminant	D65
Diamètre de la sphère intégrante	Φ120 mm
Ouverture de mesure	Φ20 mm
Taille minimale de l'échantillon	≥ Φ30 mm
Répétabilité	≤0,1
Dérive d'indication	≤0,1
Dérive du zéro	≤0,1
Erreur d'indication	≤0,5
Résolution	0,1
Sortie	Affichage numérique 3½ digits, imprimante intégrée (selon besoin du client)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'analyseur de blancheur quantifie objectivement la blancheur des objets testés (farine, poudres, etc.). Mesure par réflectance de la lumière, géométrie à éclairage diffus et observation à 0° (d/0).