

PCR quantitative en temps réel série RFQT (PCR-RFQ162T / RFQ164T)

Réf. : PCR-RFQ162T / PCR-RFQ164T

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PCR-RFQ162T	PCR-RFQ164T
Canaux	2 canaux	4 canaux
Capacité d'échantillons	16 puits (tubes PCR 0,2 ml ou barrettes de 8)	16 puits (tubes PCR 0,2 ml ou barrettes de 8)
Volume réactionnel	10–50 µL	10–50 µL
Technologie de cycle thermique	Peltier	Peltier
Vitesse de variation max	6,0 °C/s	6,0 °C/s
Plage de température de chauffe	10–100 °C	10–100 °C
Uniformité	±0,2 °C @60 °C ; ±0,3 °C @95 °C	±0,2 °C @60 °C ; ±0,3 °C @95 °C
Précision de température	±0,2 °C	±0,2 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La série PCR-RFQT réalise efficacement les analyses de PCR quantitative en routine. Deux canaux (RFQ162T) ou quatre canaux (RFQ164T), 16 puits.