

Système qPCR en temps réel série RFQ96 (PCR-RFQ96 / RFQ96I)

Réf. : PCR-RFQ96 / PCR-RFQ96I



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PCR-RFQ96 / RFQ96I
Capacité d'échantillons	Tubes PCR 0,1/0,2 ml ×96, plaque PCR 8×12 ou plaque 96 puits ×1
Volume réactionnel	10–50 µL
Technologie de cycle thermique	Peltier
Vitesse de chauffe / refroidissement max	6,0 °C/s
Plage de température de chauffe	4–100 °C
Précision de température	±0,2 °C
Uniformité de température	±0,2 °C @60 °C ; ±0,3 °C @95 °C
Plage de réglage du gradient	30–100 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le système qPCR temps réel RFQ96 est un nouveau système de détection à balayage optique. Compatible tubes PCR 0,1/0,2 ml ×96, plaque PCR 8×12 ou plaque 96 puits, système réactionnel 10–50 µL.