


# Testeur de force de gel de gélatine GST-II / GST-III

Réf. : GST-II • GST-III

24 MONTH WARRANTY CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Modèle | Test Range    | Test Precision | Résolution | Repeated Measurement Error | Sampling Depth | Stroke Error | Stroke Error of High-speed Measurement | Measured Value          | Measured Diameter of Cylinder |
|--------|---------------|----------------|------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| GST-II | 5-1000 Bloomg | ±0.3%          | 1g         | ±1 Bloomg                  | 1-60mm         | ≤±0.1mm      | ≤±0.1mm                                | Take bloom gas the unit | 12.700±0.010mm                |

GST-III

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur de force de gel (indice Bloom) de la gélatine, pour le contrôle qualité de la gélatine pharmaceutique et alimentaire. Modèles GST-II et GST-III.