

Four à atmosphère de type caisson 1200–1700 °C (série MF-*B)

Réf. : MF-1-12B → MF-16-17B (12 modèles)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Capacité (L)	Chambre (l×P×H) (mm)	Températures max.
1	100×100×100	1200 / 1400 / 1700 °C
4,5	150×200×150	1200 / 1400 / 1700 °C
12	200×300×200	1200 / 1400 / 1700 °C
36	300×400×300	1200 / 1400 / 1700 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Introduction :

Le four à atmosphère de type caisson est un équipement idéal pour le frittage sous atmosphère protégée.

Application :

Largement utilisé pour la recherche scientifique et la production en petites séries dans les entreprises et institutions.

Disponible en 3 classes de température (1200, 1400, 1700 °C) et 4 capacités (1 à 36 L).