

Four à atmosphère sous vide MF-10-7P

Réf. : MF-10-7P

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MF-10-7P
Température maximale (court terme)	1100 °C
Élément chauffant	Fil résistif (0Cr25Al7Mo2)
Thermocouple	Type K
Matériau de la chambre	Inox haute température 310S
Précision de régulation	±1 °C (régime établi)
Débitmètre	0,16–1,6 m³/h
Pré-vide	-0,1 MPa
Dimensions du four (l×P×H)	400×250×160 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce four à atmosphère sous vide sert au chauffage (frittage) de produits sous vide ou sous gaz protecteur.

Caractéristiques :

1. Matériau du four

haute teneur en aluminium ; garnissage : panneau de fibre céramique 1260.

2. Système équipé d'un manomètre à vide et d'une double vanne en inox 304.

Température max. court terme 1100 °C, thermocouple type K, chambre en inox 310S, débitmètre 0,16–1,6 m³/h, pré-vide -0,1 MPa.