

Four de calcination, incinération et grillage RF-50

Réf. : RF-50

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	RF-50
Dimensions internes (l×P×H)	600×600×810 mm
Caisson	Inox 304 (2 mm), briques réfractaires, isolation vermiculite
Éléments chauffants	Spirales Kanthal « A1 » dans les parois
Usage	Calcination, incinération, grillage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le four de calcination, d'incinération et de grillage est disponible en plusieurs tailles.

Caractéristiques :

1. Recuit avec cathodes isolées en acier.
2. Grande capacité.

Caisson en inox 304 de 2 mm garni de briques réfractaires, isolation en vermiculite ; éléments chauffants spiralés « A1 » en Kanthal logés dans les parois. Chambre 600×600×810 mm.