

Four de coupellation (CF-50 / CF-100)

Réf. : CF-50 • CF-100

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CF-50	CF-100
Dimensions du moufle (mm)	480×300×250	610×540×350
Dimensions hors tout (mm)	800×840×1600	980×1080×1700
Nombre de coupelles	50 (6a, 7a, 7as)	100 (6a, 7a, 7as)
Température nominale	1200 °C	1200 °C
Puissance	10,5 kW triphasé	35 kW triphasé
Alimentation	AC 380 V, 50/60 Hz	AC 380 V, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour les expériences et la production dans l'électronique, la céramique, la métallurgie, etc.

Caractéristiques :

1. Caisson en tôle d'acier zingué recuit, garni de briques réfractaires et de vermiculite.

2. Revêtement réfractaire face chaude en briques d'alumine adossées à des briques isolantes.

Température nominale 1200 °C, alimentation triphasée 380 V.