

Four de fusion (FF-12 / FF-25)

Réf. : FF-12 • FF-25

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	FF-12	FF-25
Dimensions du moufle (mm)	500×430×360	660×610×360
Dimensions hors tout (mm)	1150×770×1700	1400×1160×1850
Capacité	12×50/65 g ; 16×30/40/55 g	25×50/65 g ; 42×30/40/55 g
Température nominale	1200 °C	1200 °C
Puissance	18 kW triphasé	40 kW triphasé
Alimentation	AC 380 V, 50/60 Hz	AC 380 V, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le four de fusion est utilisé pour les expériences et la production dans l'électronique, la céramique, la métallurgie, etc.

Caractéristiques :

1. Structure externe coquille en tôle d'acier galvanisé.

2. Surface intérieure en briques réfractaires d'alumine.

Température nominale 1200 °C, alimentation triphasée 380 V.