

Four à moufle en fibre céramique, type caisson à chauffe rapide (MF-7/12/36-12B)

Réf. : MF-7-12B • MF-12-12B • MF-36-12B

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MF-7-12B	MF-12-12B	MF-36-12B
Volume (L)	7	12	36
Température maximale	1200 °C	1200 °C	1200 °C
Temps de chauffe	20 min	20 min	20 min
Précision de régulation	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Chambre	Fibre céramique + adhésif inorganique	Fibre céramique + adhésif inorganique	Fibre céramique + adhésif inorganique
Sécurité	Alarme porte, surchauffe et fuite	Alarme porte, surchauffe et fuite	Alarme porte, surchauffe et fuite
Afficheur	LCD	LCD	LCD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Régulateur numérique à grand écran.

Cuve intérieure à formage humide sous vide (haut degré d'étanchéité).

Double protection contre la surchauffe et les fuites, garantissant la sécurité.

Température max. 1200 °C, volumes 7/12/36 L, temps de chauffe 20 min, précision ±1 °C, alarme d'ouverture de porte.