

Four à moufle en fibre céramique, type caisson 1200–1700 °C (série MF)

Réf. : MF-1-12 → MF-16-17 (12 modèles)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Capacité (L)	Chambre (l×P×H) (mm)	Températures max.
1	100×100×100	1200 / 1400 / 1700 °C
4,5	150×200×150	1200 / 1400 / 1700 °C
12	200×300×200	1200 / 1400 / 1700 °C
36	300×400×300	1200 / 1400 / 1700 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Introduction :

Le four à moufle de type caisson est spécialement conçu pour le frittage et la calcination.

Application :

Largement utilisé pour la recherche scientifique et la production en petites séries.

Disponible en 3 classes de température (1200, 1400, 1700 °C) et 4 capacités (1 à 36 L), chambre en fibre céramique.