

Four à moufle en fibre céramique, type tubulaire (MF-6-12 → MF-10-12T)

Réf. : MF-6-12 • MF-8-12T • MF-10-12T

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MF-6-12	MF-8-12T	MF-10-12T
Tube de quartz (Ø)	Ø60	Ø80	Ø100
Température maximale	1200 °C	1200 °C	1200 °C
Zone de température	Unique	Unique	Unique
Longueur de zone chauffante	420 mm	420 mm	420 mm
Chambre	Fibre céramique + adhésif inorganique	Fibre céramique + adhésif inorganique	Fibre céramique + adhésif inorganique
Afficheur	LCD	LCD	LCD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Température uniforme, régulation stable, économie d'énergie, haute température de service.

Structure à bride à raccord rapide.

Régulateur numérique à grand écran.

Tube de quartz de Ø60 à Ø100 mm, chambre en fibre céramique et adhésif inorganique, coque en acier laminé à froid, affichage LCD, longueur de zone chauffante 420 mm.