


Testeur de friabilité de comprimés TFT (I à IV)

Réf. : [TFT-I](#) • [TFT-II](#) • [TFT-III](#) • [TFT-IV](#)

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Number of Cylinder	Rotating Speed	Rotating Accuracy	Counting Mode	Inner Diameter of Cylinder	Cylinder Depth	Sliding Height	Alimentation	Total Power	Size(W×D×H)(mm)	Shipping
TFT-I	2	20 ~ 100 rpm can be set arbitrarily	±1 rpm	5 turns ~ 900 turns can be set arbitrarily; countdown is adopted	286mm	39mm	156mm	AC220/110V, 50/60Hz	40W	370×300×340	460×420
TFT-II	1	25 rpm		100 turns, the countdown is adopted					20W	370×300×340	460×420
TFT-III				5 turns ~ 900 turns can be set arbitrarily; countdown is adopted.					20W	370×300×340	460×420
TFT-IV				5~900 turns					50W	300×200×340	430×310

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur de friabilité de comprimés à conception avancée, avec fonctionnement automatique, pour évaluer la résistance à l'abrasion des comprimés selon les pharmacopées. Série TFT-I à TFT-IV.