

Incubateur agité toutes températures intelligent compact ICB-320FTS

Réf. : ICB-320FTS

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-320FTS
Amplitude	Φ26 mm
Fréquence d'oscillation	0–300 rpm
Précision de fréquence	±1 rpm
Précision de réglage de température	0,1 °C
Plage de régulation de température	4–60 °C
Uniformité de température	±1 °C
Affichage	Écran tactile OLED
Régulation	PID micro-informatique intelligente
Convection	Forcée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur agité toutes températures compact et intelligent, à surface revêtue par pulvérisation électrostatique haute température. Régulation PID micro-informatique et convection forcée.