

Analyseur de biochimie entièrement automatique BA-260

Réf. : BA-260



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BA-260
Cadence	260 tests/heure
Méthodes d'analyse	End-point, cinétique, deux points, double réactif, double longueur d'onde, multi-standard (ouvert aux réactifs)
Cuves de réaction	90 pièces en matériau spécial
Trajet optique de la cuve	6 mm
Volume de réaction	200–500 µl
Temps de réaction	0–10 minutes
Température de réaction	37 °C ±0,1 °C
Système de mélange	Sonde de mélange indépendante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de biochimie automatique Scitek conçu pour analyser une grande variété de paramètres. Méthodes end-point, cinétique, deux points, double réactif, double longueur d'onde, multi-standard, ouvert à divers réactifs.