

Analyseur de biochimie entièrement automatique BA-200E

Réf. : BA-200E



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BA-200E
Cadence	200 tests/heure
Méthodes d'analyse	End-point, cinétique, deux points, double réactif, double longueur d'onde, multi-standard (ouvert aux réactifs)
Temps de réaction max	10 minutes
Volume de réaction	180–400 µl
Cuves de réaction	60 cuves plastique réutilisables
Plage d'absorbance	0–5,0 Abs
Source lumineuse	Lampe halogène (durée 2000 h)
Longueur d'onde	340–690 nm, 9 longueurs d'onde, précision ±1,5 nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de biochimie automatique Scitek conçu pour analyser une grande variété de paramètres. Méthodes multiples et 9 longueurs d'onde (340–690 nm).