

# Microtome entièrement automatique MT-A3400

Réf. : MT-A3400



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique                    | MT-A3400                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage d'épaisseur de coupe         | 0,25–100 $\mu\text{m}$                                                                                                                                                                     |
| Réglage de l'épaisseur de coupe    | 0,25–2,5 $\mu\text{m}$ (pas 0,25) ; 2,5–5 $\mu\text{m}$ (pas 0,5) ; 5–10 $\mu\text{m}$ (pas 1) ; 10–30 $\mu\text{m}$ (pas 2) ; 30–60 $\mu\text{m}$ (pas 5) ; 60–100 $\mu\text{m}$ (pas 10) |
| Plage d'épaisseur de dégrossissage | 1–600 $\mu\text{m}$                                                                                                                                                                        |
| Réglage du dégrossissage           | 1–10 $\mu\text{m}$ (pas 1) ; 10–20 $\mu\text{m}$ (pas 2)...                                                                                                                                |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microtome entièrement automatique assurant les fonctions de coupe, de dégrossissage, d'avance et de recul rapides et de rétraction.