

Microtome entièrement automatique MT-A3385

Réf. : MT-A3385

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MT-A3385
Plage d'épaisseur de coupe	0–100 μm (3–5 μm : meilleur résultat)
Réglage de l'épaisseur de coupe	0–5 μm (pas 0,5) ; 5–20 μm (pas 1) ; 20–60 μm (pas 5) ; 60–100 μm (pas 10)
Plage d'épaisseur de dégrossissage	0–800 μm
Réglage du dégrossissage	0–10 μm (pas 1) ; 10–20 μm (pas 2) ; 20–50 μm (pas 5)...
Écran	Écran tactile (saisie directe des valeurs)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microtome entièrement automatique à coupe continue, disposition rationnelle et utilisation simple. Saisie directe des valeurs sur l'écran tactile.