

Analyseur de biochimie sèche vétérinaire entièrement automatique BA-120VP

Réf. : BA-120VP



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BA-120VP
Volume d'échantillon	90–120 µL
Code-barres	Code-barres 2D
Temps de test	12 min / échantillon
Température	37±0,2 °C
Résolution	0,001 Abs
Absorbance	0–3,0 Abs
Types d'échantillon	Sang total anticoagulé, sérum, plasma
CQ et étalonnage	Entièrement automatiques, en temps réel
Environnement de fonctionnement	10–32 °C, humidité <85 %
Principe de mesure	Spectroscopie d'absorption, turbidimétrie en transmission

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le BA-120VP est un analyseur de biochimie entièrement automatisé et multifonction pour usage vétérinaire, minimisant les manipulations. CQ et étalonnage entièrement automatiques en temps réel.