

Stérilisateur à billes de verre GBS-300L / GBS-300H

Réf. : GBS-300L / GBS-300H



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	GBS-300L	GBS-300H
Plage de température	100–300 °C	100–300 °C
Précision de température	±5 °C	±5 °C
Résolution d'affichage	1 °C	1 °C
Plage de temps	1 min – 99 h 59 min / ∞	1 min – 99 h 59 min / ∞
Temps de chauffe	25 min (RT à 300 °C)	25 min (RT à 300 °C)
Tension	AC 110 V ou 220 V, 50/60 Hz	AC 110 V ou 220 V, 50/60 Hz
Matériau du couvercle	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Puissance max	120 W	250 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le stérilisateur à billes de verre GBS-300L/300H utilise des billes de verre rapidement chauffées pour stériliser les petits instruments. Plage 100–300 °C, chauffe en 25 min (de la température ambiante à 300 °C).