

# Thermocycleurs PCR à gradient PCR-TC96SM / DM / TM

Réf. : PCR-TC96SM / PCR-TC96DM / PCR-TC96TM



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique          | PCR-TC96SM                                      | PCR-TC96DM                     | PCR-TC96TM                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Bloc                     | 1×96                                            | 2×48                           | 3×32                           |
| Capacité d'échantillons  | 96×0,2 ml (tubes, barrettes 8, plaque 96 puits) | 96×0,2 ml (tubes, barrettes 8) | 96×0,2 ml (tubes, barrettes 8) |
| Plage de température     | 0–105 °C                                        | 0–105 °C                       | 0–105 °C                       |
| Mode de cycle thermique  | Peltier                                         | Peltier                        | Peltier                        |
| Vitesse de variation max | 5,0 °C/s                                        | 5,0 °C/s                       | 5,0 °C/s                       |
| Uniformité               | ±0,2 °C                                         | ±0,2 °C                        | ±0,2 °C                        |
| Précision                | ±0,1 °C                                         | ±0,1 °C                        | ±0,1 °C                        |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Thermocycleurs à gradient conçus pour optimiser les températures d'hybridation. Blocs 1×96, 2×48 ou 3×32 selon le modèle, cycle thermique Peltier.