


Granulomètre laser automatique (PSA-632 / PSA-636 / PSA-638)

Réf. : PSA-632 • PSA-636 • PSA-638



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PSA-632	PSA-636	PSA-638
Méthode de dispersion	Humide	Humide	Humide
Plage de mesure	0,01–800 μm	0,05–1200 μm	0,02–2000 μm
Principe	Théorie de Mie	Théorie de Mie	Théorie de Mie
Longueur d'onde	0,6328 μm	0,6328 μm	0,6328 μm
Laser	He-Ne (>25000 h)	He-Ne (>25000 h)	He-Ne (>25000 h)
Angle de détection	$\geq 135^\circ$	$\geq 135^\circ$	$\geq 135^\circ$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté à la recherche en laboratoire et aux industries chimique, pharmaceutique, etc.

Caractéristiques :

Structure interne à conception modulaire, facile à démonter.

Système optique à fonction de calibration automatique.

Théorie de diffusion de Mie, laser He-Ne (durée de vie >25000 h), angle de détection $\geq 135^\circ$.