

Granulomètre laser intelligent voie humide et sèche PSA-2308A

Réf. : PSA-2308A

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PSA-2308A
Principe	Diffraction laser
Analyse	Diffusion Mie et Fraunhofer
Disposition des détecteurs	Réseau à espacement log., angles 0,015°–145°
Plage de mesure	Humide : 0,01–2000 µm ; sèche : 0,1–2000 µm
Photodétecteurs silicium	Humide : 127 ; sèche : 100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce granulomètre laser intelligent voie humide et sèche est largement utilisé pour la mesure de la taille des particules. Fondé sur le principe de la diffraction laser (diffusion Mie et Fraunhofer), avec un réseau de photodétecteurs à espacement logarithmique couvrant des angles de 0,015° à 145°. Plage

humide 0,01–2000 µm, sèche 0,1–2000 µm.