

Granulomètre laser, série PSA (PSA-622 / PSA-626 / PSA-628)

Réf. : PSA-622 • PSA-626 • PSA-628



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PSA-622	PSA-626	PSA-628
Méthode de dispersion	Humide et sèche	Humide et sèche	Humide et sèche
Plage (humide)	0,1–800 µm	0,05–1200 µm	0,02–2000 µm
Plage (sèche)	0,1–800 µm	0,1–1200 µm	0,1–2000 µm
Précision (D50)	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %
Répétabilité	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %
Laser	He-Ne (>25000 h)	He-Ne (>25000 h)	He-Ne (>25000 h)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Granulomètre laser fondé sur la diffusion de Mie plein domaine.

Conforme à la norme ISO 13320, largement utilisé dans la chimie, l'industrie, etc.

Laser He-Ne d'une durée de vie supérieure à 25000 heures. Voie humide et sèche.