

Granulomètre de spray PSA-311P

Réf. : PSA-311P

18 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PSA-311P
Structure	De paillasse
Plage de taille	0,1–100 µm
Canaux de détection	40
Source lumineuse	Semi-conducteur $\lambda=650$ nm, $p>1$ mW
Erreur de précision / répétabilité	≤ 1 % (CRM D50)
Normes	GB/T 19077-2016 ; ISO 13320:2009

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulomètre de spray de paillasse pour la mesure de la granulométrie des aérosols et pulvérisations. Plage 0,1–100 µm, 40 canaux de détection, source lumineuse semi-conducteur $\lambda=650$ nm, erreurs de précision et de répétabilité ≤ 1 % (CRM D50), conforme aux normes GB/T 19077-2016 et ISO 13320:2009.