

# Handheld Homogénéiseur

Réf. : HMG-H6

18 MONTH  
WARRANTY

CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Modèle | Vitesse         | Volume          |
|--------|-----------------|-----------------|
| HMG-H6 | 1000-32000r/min | 0,2-150ml (H2O) |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Homogénéiseur pour la dispersion et la lyse d'échantillons (tissus, cellules) en milieu liquide. Rotor-stator haute vitesse.