

Handheld Homogénéiseur - Cell Disrupters

Réf. : HMG-H160

18 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Volume
HMG-H160	8000-32000rpm	0,1-50mL (Dispersing shaft DS-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Homogénéiseur pour la dispersion et la lyse d'échantillons (tissus, cellules) en milieu liquide. Rotor-stator haute vitesse.