

pH-mètre de poche (étalonnage 3 points)

Réf. : PH-30SP • PH-30FP • PH-30LP



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme pH	Résolution	Précision
PH-30SP	-1,00 to 15,00pH	0,01pH	±0,01pH
PH-30FP	-1,00 to 15,00pH	0,01pH	±0,01pH
PH-30LP	-1,00 to 15,00pH	0,01pH	±0,01pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

pH-mètre pour la mesure du pH (et de la température) — modèles de poche, portables et de paillasse, avec étalonnage multi-points.