

Microcentrifugeuse haute vitesse CFG-15HM

Réf. : CFG-15HM

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-15HM
Vitesse maxi	15000 rpm (500–15000 rpm, incrément 100 rpm)
RCF maxi	15100 ×g (incrément 100 ×g)
Précision de vitesse	±20 rpm
Capacité du rotor	0,2 / 0,5 / 1,5 / 2 mL × 12
Durée de fonctionnement	30 s – 99 min / Continu
Temps accélération / freinage	11 s ↑ / 9 s ↓
Moteur d'entraînement	Brushless (sans balais)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La microcentrifugeuse CFG-15HM est un appareil personnel compact à 12 puits. Capacité haute vitesse avec une vitesse maximale allant jusqu'à 15000 rpm (15100 ×g). Conçue pour un usage quotidien en laboratoire de biologie moléculaire.