

Lab Homogénéiseur Equipment

Réf. : HMG-500

18 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Volume
HMG-500	10000–30000rpm	10–40000mL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'homogénéiseur de laboratoire est un outil essentiel pour mélanger des échantillons chimiques ou biologiques. Plantes, tissus et autres échantillons à désintégrer peuvent être émulsionnés grâce à l'homogénéiseur.

Caractéristiques :

Viscosité jusqu'à 10 000 mPa.s.

6 modes de vitesse moteur de 10 000 à 30 000 tr/min.

Sécurité complète

entraînement moteur, protection contre les surcharges, fonctionnement fluide.

Arbres en inox 316L entièrement autoclavables et inertes aux solutions très corrosives.

Démontage facile pour une préparation rapide.

Arbres interchangeables pour un démontage et un nettoyage faciles.